



**INTERLOCKING NAIL SYSTEM  
VERRIEGELUNGSNAGELSYSTEM  
TITANIUM WITH COATING & STAINLESS STEEL**

***O&M medical***

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT



Product Service

### EC-CERTIFICATE

**Full Quality Assurance System**  
(Annex II, section 3 of the Directive 93/42/EEC on Medical Devices)  
**No. G1 09 01 58636 002**

**Manufacturer:** O & M medical GmbH  
Eschenweg 38  
23923 Hermburg  
GERMANY

**Facility(ies):** O & M medical GmbH  
Eschenweg 38, 23923 Hermburg, GERMANY

**Product Category(ies):** Osteosynthesis-implants: bone nails,  
bone plates, bone screws  
Surgical instruments: orthopaedic burs,  
drills, clamps, guides, couplings, bone  
saw blades

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH declares that the aforementioned manufacturer has implemented a quality assurance system for design, manufacture and final inspection of the respective products / product categories according to Annex II section 3 of the Directive 93/42/EEC on Medical Devices. This quality assurance system conforms to the provisions of this Directive and is subject to periodical surveillance. For marketing of class III products an additional Annex II.4 certificate is mandatory. See also notes overleaf.

**Report No.:** 71343178

**Valid until:** 2014-02-26

*H.-H. Junker*  
Hans-Heiner Junker



**Date,** 2009-02-27

TÜV SÜD Product Service GmbH is Notified Body according to Council Directive 93/42/EEC concerning medical devices with identification no. 0123.

Page 1 of 1

TÜV SÜD Product Service GmbH - Zertifizierstelle - Ridlerstrasse 65 - 80339 München - Germany



Product Service

### CERTIFICATE

**No. Q2N 12 04 58636 003**

**Holder of Certificate:** O & M medical GmbH  
Eschenweg 38  
23923 Hermburg  
GERMANY  
**O&M medical**

**Facility(ies):** O & M medical GmbH  
Eschenweg 38, 23923 Hermburg, GERMANY



**Scope of Certificate:** Production and distribution of  
osteosynthesis-implants and  
surgical instruments

**Applied Standard(s):** EN ISO 13485:2003 / AC: 2009  
Medical Devices - Quality Management Systems -  
Requirements for regulatory purposes

The Certification Body of TÜV SÜD Product Service GmbH certifies that the company mentioned above has established and is maintaining a quality system which meets the requirements of the listed standard(s). See also notes overleaf.

**Report No.:** 712002102

**Valid from:** 2012-08-08  
**Valid until:** 2015-01-31

*H.-H. Junker*  
Hans-Heiner Junker



**Date,** 2012-08-08

Page 1 of 1

TÜV SÜD Product Service GmbH  
Zertifizierstelle  
Ridlerstrasse 65 - 80339 München  
Germany

Akkreditiert durch  
Zentralrat der Länder  
für Qualitätsschutz  
des Gesundheitswesens  
und Medizinprodukte  
ZLG-ZQ-999.96.12-46 **TUV**

2012-02-09

Rev.: 161205

## INTERLOCKING NAIL SYSTEM

### Multi - FEMORAL NAIL

„MFN“ PAT.

multifunctional femoral nail MFN. (DNS.)  
for pertrochanteric, intertrochanteric,  
high and low subtrochanteric and femoral shaft fractures

**MFN. / DNS. (Double Neck Shaft Fracture) Nail - " ONE NAIL FOR LEFT AND RIGHT " - PAT. PENDING**  
**MFN. / DNS. (Nagel für Schenkelhals und Femurfrakturen) - " Nagel für links und rechts " - Patentiert**

For ø 6,4 mm Lag Bolts prox.  
Für ø 6,4 mm Schenkelhals V-Bolzen prox.



**Multifunctional Femoral Nail MFN. (short)**  
proximal shaft diam. 15,0 mm  
**Multi - Femurnägel MFN. (kurz),**  
proximaler Schaftdurchmesser 15,0 mm

Cat.No. Stainless Steel	Ø mm	Length cm
OM00-2230	10	24
OM00-2260	12	24

**Multifunctional Femoral Nail MFN. (long)**  
proximal shaft diam. 15,0 mm  
**Multi - Femurnägel MFN. (lang),**  
proximaler Schaftdurchmesser 15,0 mm

Cat.No. Stainless Steel	Ø mm	Length cm
OM00-2232	10	32
OM00-2234	10	34
OM00-2236	10	36
OM00-2238	10	38
OM00-2240	10	40
OM00-2242	10	42
OM00-2244	10	44
OM00-2246	10	46
OM00-2248	10	48
OM00-2262	12	32
OM00-2264	12	34
OM00-2266	12	36
OM00-2268	12	38
OM00-2270	12	40
OM00-2272	12	42
OM00-2274	12	44
OM00-2276	12	46
OM00-2278	12	48

For ø 5,0 mm Locking Screws distal  
Für ø 5,0 mm Verriegelungsschrauben distal



**Cannulated Screw Plug for Femoral Nails**  
Threaded 3/8" Head ø 15 mm  
**Kannulierte Verschlusschrauben mit**  
3/8" Gewinde

OM00-1822

### Multi - Femurnagel

„MFN“ PAT.

Multifunktionaler Femurnagel für  
Schenkelhals- und Schafffrakturen

**Lag Bolts with shaft ø 6.4 mm**  
**Cannulated proximal / retrograde**  
**Schenkelhals V - Bolzen ø 6,4mm**  
**kannuliert proximal / retrograd**



Cat.No. Stainless Steel	Length mm
OM00-3108	65
OM00-3109	70
OM00-3110	75
OM00-3111	80
OM00-3112	85
OM00-3113	90
OM00-3114	95
OM00-3115	100
OM00-3116	105
OM00-3117	110
OM00-3118	115
OM00-3119	120
OM00-3120	125

**Locking Bolts ø 6.4 mm**  
**for proximal antegrade holes**  
**Verriegelungsbolzen ø 6,4 mm**  
**für proximale antegrade Bohrlöcher**



Cat.No. Stainless Steel	Length mm
OM00-1507	30
OM00-1508	35
OM00-1510	40
OM00-1512	45
OM00-1514	50
OM00-1516	55
OM00-1518	60
OM00-1520	65
OM00-1522	70
OM00-1524	75
OM00-1526	80
OM00-1528	85
OM00-1530	90

## INTERLOCKING NAIL SYSTEM

MFN. / DNS. (Double Neck Shaft Fracture) Nail - " ONE NAIL FOR LEFT AND RIGHT " - PAT. PENDING  
 MFN. / DNS. (Nagel für Schenkelhals und Femurfrakturen) - " Nagel für Links und Rechts " - Patentierte

**U/R MFN. / DNS. Femoral Interlocking Nails**  
 (Reaming of bone not required)  $\varnothing$  13 mm  
 U/R MFN. / DNS. Fem. V - Nägel  
 (Bez.: U/R ohne Markraumborenen)  $\varnothing$  13 mm

For  $\varnothing$  5.0 mm Locking Screws prox.  
 Für  $\varnothing$  5.0 mm Schenkelhals V - Schrauben prox.



Cat.No. Stainless Steel	$\varnothing$ mm	Length cm
OM00-2060	8	24
OM00-2062	8	26
OM00-2064	8	28
OM00-2066	8	30
OM00-2068	8	32
OM00-2070	8	34
OM00-2072	8	36
OM00-2074	8	38
OM00-2080	9	24
OM00-2082	9	26
OM00-2084	9	28
OM00-2086	9	30
OM00-2088	9	32
OM00-2090	9	34
OM00-2092	9	36
OM00-2094	9	38
OM00-2096	9	40
OM00-2098	9	42
OM00-2100	9	44
OM00-2110	10	32
OM00-2112	10	34
OM00-2114	10	36
OM00-2116	10	38
OM00-2118	10	40
OM00-2120	10	42
OM00-2122	10	44
OM00-2124	10	46
OM00-2126	10	48
OM00-2130	11	32
OM00-2132	11	34
OM00-2134	11	36
OM00-2136	11	38
OM00-2138	11	40
OM00-2140	11	42
OM00-2142	11	44
OM00-2144	11	46
OM00-2146	11	48

For  $\varnothing$  5.0 mm Locking Screws distal  
 Für  $\varnothing$  5.0 mm Verriegelungsschrauben distal

**Lag Screws  $\varnothing$  5.0 mm**  
**Schenkelhals V - Schrauben  $\varnothing$  5,0 mm**



Cat.No. Stainless Steel	Length mm
OM00-3008	65
OM00-3009	70
OM00-3010	75
OM00-3011	80
OM00-3012	85
OM00-3013	90
OM00-3014	95
OM00-3015	100
OM00-3016	105
OM00-3017	110
OM00-3018	115
OM00-3019	120
OM00-3020	125

**Locking Screws  $\varnothing$  5.0 mm**  
**for distal holes**  
**Verriegelungsschrauben  $\varnothing$  5,0 mm**  
**für distale Bohrlöcher**



Cat.No. Stainless Steel	Length mm
OM00-1781	25
OM00-1782	30
OM00-1783	35
OM00-1784	40
OM00-1785	45
OM00-1786	50
OM00-1787	55
OM00-1788	60
OM00-1789	65
OM00-1790	70
OM00-1791	75
OM00-1792	80
OM00-1793	85
OM00-1794	90

**Cannulated Screw Plug for Femoral Nails**  
**Threaded 3/8" Head  $\varnothing$  13 mm**  
**Kannulierte Verschlußschrauben mit 3/8" Gewinde**



OM00-1781

### Product Discription for Condylar Femoral Nail System Produktbeschreibung für Kondylennägel Femur System


#### Condylar Femoral Nails Kondylennägel für Femur

**INDICATION:**

Distal Shaft- and Condylar Femoral Fractures

**INDIKATION:**

Distale Schaft- und Kondylenfrakturen im Femur



## INTERLOCKING NAIL SYSTEM

### Condylar Nail System Kondylennagel System

#### Condylar Femoral Nails Kondylennägel für Femur

Cat.No. Stainless Steel	Ø mm	Length cm
OM00-2280	10	24
OM00-2281	11	24
OM00-2282	12	24

#### Lag Bolts with shaft Ø 6.4 mm Cannulated proximal / retrograde Schenkelhals V - Bolzen Ø 6,4mm kannuliert proximal / retrograd

Cat.No. Stainless Steel	Length mm
OM00-3108	65
OM00-3109	70
OM00-3110	75
OM00-3111	80
OM00-3112	85
OM00-3113	90
OM00-3114	95
OM00-3115	100
OM00-3116	105
OM00-3117	110
OM00-3118	115
OM00-3119	120
OM00-3120	125

#### Locking Bolts Ø 6.4 mm for proximal and distal holes Verriegelungsbolzen Ø 6,4 mm für proximale und distale Bohrlöcher

Cat.No. Stainless Steel	Length mm
OM00-1507	30
OM00-1508	35
OM00-1510	40
OM00-1512	45
OM00-1514	50
OM00-1516	55
OM00-1518	60
OM00-1520	65
OM00-1522	70
OM00-1524	75
OM00-1526	80
OM00-1528	85
OM00-1530	90


#### Locking Screws Ø 5.0 mm for proximal and distal holes Verriegelungsschrauben Ø 5,0 mm für proximale und distale Bohrlocher

Cat.No. Stainless Steel	Length mm
OM00-1781	25
OM00-1782	30
OM00-1783	35
OM00-1784	40
OM00-1785	45
OM00-1786	50
OM00-1787	55
OM00-1788	60
OM00-1789	65
OM00-1790	705
OM00-1791	75
OM00-1792	80
OM00-1793	85
OM00-1794	90

For Ø 6.4 mm lag Bolts prox.  
Für Ø 6.4 mm Schenkelhals V-Bolzen prox.

For Ø 6.4 mm Locking Bolts prox.  
Für Ø 6.4 mm Verriegelungsbolzen prox.

For Ø 5.0 mm Locking Screws distal  
Für Ø 5.0 mm Verriegelungsschrauben distal



Instruments for Condylar Nail System  
Instrumente für Kondylennägel



**OM00-3334** Proximale-Distal Targeting Device for Condylar Nails  
Proximales-distales Zielinstrument für Kondylennägel



**OM00-3332** Nail Adapter Bolt for Drill Guide OM00-3333 MFN. / DNS.  
Nageladaptionsschraube für Zielgerät OM00-3333 MFN. / DNS.

### Information:

All the other Instruments are include in the Basic Instrument Set OM00-1400 for Condylar Nail System.

Alle sonstig benötigten Instrumente sind im Basissatz OM00-1400 für Kondylennägel System enthalten.

### Standard Femoral Interlocking Nails Standard Femur Verriegelungsnägel

for  $\varnothing$  6.4 mm locking Bolts prox.  
für  $\varnothing$  6.4 mm Verriegelungsbolzen prox.



Stainless Steel

for  $\varnothing$  6.4 mm Locking Bolts distal  
für  $\varnothing$  6.4 mm Verriegelungsbolzen distal

Cat.No. Stainless Steel	Cat.No. Titanium	$\varnothing$ mm	Length cm
OM00-1410	OM00-1410 Co	12	32
OM00-1412	OM00-1412 Co	12	34
OM00-1414	OM00-1414 Co	12	36
OM00-1416	OM00-1416 Co	12	38
OM00-1418	OM00-1418 Co	12	40
OM00-1420	OM00-1420 Co	12	42
OM00-1422	OM00-1422 Co	12	44
OM00-1424	OM00-1424 Co	12	46
OM00-1426	OM00-1426 Co	12	48
OM00-1428	OM00-1428 Co	12	50
OM00-1436	OM00-1436 Co	13	36
OM00-1438	OM00-1438 Co	13	38
OM00-1440	OM00-1440 Co	13	40
OM00-1442	OM00-1442 Co	13	42
OM00-1444	OM00-1444 Co	13	44
OM00-1446	OM00-1446 Co	13	46
OM00-1448	OM00-1448 Co	13	48
OM00-1450	OM00-1450 Co	13	50
OM00-1456	OM00-1456 Co	14	36
OM00-1458	OM00-1458 Co	14	38
OM00-1460	OM00-1460 Co	14	40
OM00-1462	OM00-1462 Co	14	42
OM00-1464	OM00-1464 Co	14	44
OM00-1466	OM00-1466 Co	14	46
OM00-1468	OM00-1468 Co	14	48

for  $\varnothing$  5.0 mm locking Bolts prox.  
für  $\varnothing$  5.0 mm Verriegelungsbolzen prox.



Titanium

for  $\varnothing$  5.0 mm Locking Bolts distal  
für  $\varnothing$  5.0 mm Verriegelungsbolzen distal

Locking Bolts  $\varnothing$  6.4 mm  
for proximal and distal holes  
Verriegelungsbolzen  $\varnothing$  6,4 mm  
für proximale und distale  
Bohrlöcher



### Cannulated Screw Plugs threaded 3/8" Kannulierte Verschlußschrauben mit 3/8"



Cat.No. Stainless Steel	Cat.No. Titanium	$\varnothing$ mm
OM00-1820	OM00-1820 Co	13

Cat.No. Stainless Steel	Length mm
OM00-1507	30
OM00-1508	35
OM00-1510	40
OM00-1512	45
OM00-1514	50
OM00-1516	55
OM00-1518	60
OM00-1520	65
OM00-1522	70
OM00-1524	75
OM00-1526	80
OM00-1528	85
OM00-1530	90

## INTERLOCKING NAIL SYSTEM

**U/R Femoral Interlocking Nails  
(Reaming of bone not required)  
U/R Femur Verriegelungsnägel  
(Bez.: U/R ohne Markraumbohren)**

**Locking Screws  $\varnothing$  5.0 mm  
for proximal and distal holes  
Verriegelungsschrauben  $\varnothing$  5,0 mm  
für proximale und distale  
Bohrlöcher**

for  $\varnothing$  5.0 mm Locking screws prox.  
für  $\varnothing$  5,0 mm Verriegelungsschrauben prox.

Stainless Steel



for  $\varnothing$  5.0 mm Locking screws distal  
für  $\varnothing$  5,0 mm Verriegelungsschraubendistal



Cat.No. Stainless Steel	Cat.No. Titanium	$\varnothing$ mm	Length cm
OM00-1640	OM00-1640 Co	8	24
OM00-1641	OM00-1641 Co	8	26
OM00-1642	OM00-1642 Co	8	28
OM00-1643	OM00-1643 Co	8	30
OM00-1644	OM00-1644 Co	8	32
OM00-1645	OM00-1645 Co	8	34
OM00-1646	OM00-1646 Co	8	36
OM00-1647	OM00-1647 Co	8	38
OM00-1648	OM00-1648 Co	9	24
OM00-1649	OM00-1649 Co	9	26
OM00-1650	OM00-1650 Co	9	28
OM00-1651	OM00-1651 Co	9	30
OM00-1652	OM00-1652 Co	9	32
OM00-1653	OM00-1653 Co	9	34
OM00-1654	OM00-1654 Co	9	36
OM00-1655	OM00-1655 Co	9	38
OM00-1656	OM00-1656 Co	9	40
OM00-1657	OM00-1657 Co	9	42
OM00-1658	OM00-1658 Co	9	44
OM00-1660	OM00-1660 Co	9	46
OM00-1670	OM00-1670 Co	10	24
OM00-1672	OM00-1672 Co	10	26
OM00-1674	OM00-1674 Co	10	28
OM00-1676	OM00-1676 Co	10	30
OM00-1678	OM00-1678 Co	10	32
OM00-1680	OM00-1680 Co	10	34
OM00-1682	OM00-1682 Co	10	36
OM00-1686	OM00-1686 Co	10	38
OM00-1688	OM00-1688 Co	10	40
OM00-1690	OM00-1690 Co	10	42
OM00-1692	OM00-1692 Co	10	44
OM00-1694	OM00-1694 Co	10	46
OM00-1696	OM00-1696 Co	10	48
OM00-1700	OM00-1700 Co	11	32
OM00-1702	OM00-1702 Co	11	34
OM00-1704	OM00-1704 Co	11	36
OM00-1706	OM00-1706 Co	11	38
OM00-1708	OM00-1708 Co	11	40
OM00-1710	OM00-1710 Co	11	42
OM00-1712	OM00-1712 Co	11	44
OM00-1714	OM00-1714 Co	11	46
OM00-1716	OM00-1716 Co	11	48

Titanium



for  $\varnothing$  5.0 mm Locking screws distal  
für  $\varnothing$  5,0 mm Verriegelungsschraubendistal



Cat.No. Stainless Steel	Cat.No. Titanium	Length mm
OM00-1781	OM00-1781 Co	25
OM00-1782	OM00-1782 Co	30
OM00-1783	OM00-1783 Co	35
OM00-1784	OM00-1784 Co	40
OM00-1785	OM00-1785 Co	45
OM00-1786	OM00-1786 Co	50
OM00-1787	OM00-1787 Co	55
OM00-1788	OM00-1788 Co	60
OM00-1789	OM00-1789 Co	65
OM00-1790	OM00-1790 Co	70
OM00-1791	OM00-1791 Co	75
OM00-1792	OM00-1792 Co	80
OM00-1793	OM00-1793 Co	85
OM00-1794	OM00-1794 Co	90

**Cannulated Screw Plugs threaded 3/8"  
Kannulierte Verschlusschrauben mit 3/8"**

Cat.No. Stainless Steel	Cat.No. Titanium	$\varnothing$ mm
OM00-1820	OM00-1820 Co	13

**U/R Tibial Interlocking Nails  
(Reaming of bone not required)  
U/R Tibia Verriegelungsnägel  
(Bez.: U/R ohne Markraumböhrnen)**



Cat.No. Stainless Steel	Cat.No. Titanium	$\varnothing$ mm	Len gth cm
OM00-1722	OM00-1722 Co	8	27.0
OM00-1724	OM00-1724 Co	8	28.5
OM00-1726	OM00-1726 Co	8	30.0
OM00-1728	OM00-1728 Co	8	31.5
OM00-1729	OM00-1729 Co	8	33.0
OM00-1730	OM00-1730 Co	8	34.5
OM00-1732	OM00-1732 Co	8	36.0
OM00-1734	OM00-1734 Co	8	38.0
OM00-1736	OM00-1736 Co	8	40.0
OM00-1738	OM00-1738 Co	8	42.0
OM00-1740	OM00-1740 Co	9	27.0
OM00-1742	OM00-1742 Co	9	28.5
OM00-1744	OM00-1744 Co	9	30.0
OM00-1746	OM00-1746 Co	9	31.5
OM00-1748	OM00-1748 Co	9	33.0
OM00-1750	OM00-1750 Co	9	34.5
OM00-1752	OM00-1752 Co	9	36.0
OM00-1754	OM00-1754 Co	9	38.0
OM00-1756	OM00-1756 Co	9	40.0
OM00-1758	OM00-1758 Co	9	42.0
OM00-1759	OM00-1759 Co	9	44.0
OM00-1760	OM00-1760 Co	10	27.0
OM00-1762	OM00-1762 Co	10	28.5
OM00-1764	OM00-1764 Co	10	30.0
OM00-1766	OM00-1766 Co	10	31.5
OM00-1768	OM00-1768 Co	10	33.0
OM00-1770	OM00-1770 Co	10	34.5
OM00-1772	OM00-1772 Co	10	36.0
OM00-1774	OM00-1774 Co	10	38.0
OM00-1776	OM00-1776 Co	10	40.0
OM00-1778	OM00-1778 Co	10	42.0
OM00-1780	OM00-1780 Co	10	44.0



**Cannulated Screw Plugs threaded 5/16"  
Kannulierte Verschlusschrauben 5/16" Gewinde**



Cat.No. Stainless Steel	Cat.No. Titanium	$\varnothing$ mm
OM00-1826	OM00-1826 Co	12

### Tibial Interlocking Nails

### Tibia Verriegelungsnägel

or ø5.0 mm Locking screws prox.  
für ø5.0 mm Verriegelungsschrauben prox.

Stainless Steel



or ø5.0 mm Locking screws distal  
für ø5.0 mm Verriegelungsschraubendistal

Cat.No. Stainless Steel	Cat.No. Titanium	Length cm	Ø mm
OM00-1550	OM00-1550 Co	28.5	11
OM00-1552	OM00-1552 Co	30.0	11
OM00-1554	OM00-1554 Co	31.5	11
OM00-1556	OM00-1556 Co	33.0	11
OM00-1558	OM00-1558 Co	34.5	11
OM00-1560	OM00-1560 Co	36.0	11
OM00-1562	OM00-1562 Co	38.0	11
OM00-1564	OM00-1564 Co	40.0	11
OM00-1566	OM00-1566 Co	42.0	11
OM00-1570	OM00-1570 Co	28.5	12
OM00-1572	OM00-1572 Co	30.0	12
OM00-1574	OM00-1574 Co	31.5	12
OM00-1576	OM00-1576 Co	33.0	12
OM00-1578	OM00-1578 Co	34.5	12
OM00-1580	OM00-1580 Co	36.0	12
OM00-1582	OM00-1582 Co	38.0	12
OM00-1584	OM00-1584 Co	40.0	12
OM00-1586	OM00-1586 Co	42.0	12
OM00-1588	OM00-1588 Co	28.5	13
OM00-1590	OM00-1590 Co	30.0	13
OM00-1592	OM00-1592 Co	31.5	13
OM00-1594	OM00-1594 Co	33.0	13
OM00-1596	OM00-1596 Co	34.5	13
OM00-1598	OM00-1598 Co	36.0	13
OM00-1600	OM00-1600 Co	38.0	13
OM00-1602	OM00-1602 Co	30.0	13
OM00-1604	OM00-1604 Co	31.5	14
OM00-1606	OM00-1606 Co	33.0	14
OM00-1608	OM00-1608 Co	34.5	14
OM00-1610	OM00-1610 Co	36.0	14
OM00-1612	OM00-1612 Co	38.0	14

or ø5.0 mm Locking screws prox.  
für ø5.0 mm Verriegelungsschrauben prox.

Titanium



or ø5.0 mm Locking screws distal  
für ø5.0 mm Verriegelungsschraubendistal

**Locking Screws ø 5.0 mm  
for proximal and distal holes  
Verriegelungsschrauben ø 5,0 mm  
für proximale und distale Bohrlöcher**

### Cannulated Screw Plugs threaded 5/16" Kannulierte Verschlußschrauben 5/16" Gewinde



Cat.No. Stainless Steel	Cat.No. Titanium	Ø mm
OM00-1826	OM00-1826 Co	12

Cat.No. Stainless Steel	Cat.No. Titanium	Length mm
OM00-1781	OM00-1781 Co	25
OM00-1782	OM00-1782 Co	30
OM00-1783	OM00-1783 Co	35
OM00-1784	OM00-1784 Co	40
OM00-1785	OM00-1785 Co	45
OM00-1786	OM00-1786 Co	50
OM00-1787	OM00-1787 Co	55
OM00-1788	OM00-1788 Co	60
OM00-1789	OM00-1789 Co	65
OM00-1790	OM00-1790 Co	70
OM00-1791	OM00-1791 Co	75
OM00-1792	OM00-1792 Co	80
OM00-1793	OM00-1793 Co	85
OM00-1794	OM00-1794 Co	90



**Special Screws for Distal Holes**  
**Spezielle Schrauben für distale Bohrlöcher**

**Locking Bolts  $\varnothing$  6.4 mm**  
**Cannulated for  $\varnothing$  1.8 mm wire**  
**Verriegelungsbolzen  $\varnothing$  6,4 mm**  
**kannuliert für  $\varnothing$  1,8 mm**  
**Bohrdraht**



Cat.No. Stainless Steel	Length mm
OM00-1532	30
OM00-1534	35
OM00-1536	40
OM00-1538	45
OM00-1540	50
OM00-1542	55
OM00-1544	60
OM00-1546	65

**For Standard Femoral Nails (distal holes)**  
**Für Standard Femur Nägel (distale**  
**Bohrlöcher)**

**Locking Screws 5.0 mm**  
**Cannulated for  $\varnothing$  1.8 mm wire**  
**Verriegelungsschrauben  $\varnothing$  5,0**  
**mm kannuliert für  $\varnothing$  1,8 mm**  
**Bohrdraht**



Cat.No. Stainless Steel	Length mm
OM00-1620	25
OM00-1622	30
OM00-1624	35
OM00-1626	40
OM00-1628	45
OM00-1630	50
OM00-1632	55
OM00-1634	60
OM00-1636	65

**For U/R Femoral Nails**  
**For U/R MFN. / DNS. Femoral**  
**Nails**  
**For Tibial Standard Nails**  
**Für U/R Femur Nägel**  
**Für U/R MFN. / DNS. Femur Nägel**  
**Für Tibia Standard Nägel**



OM00-1515 Container  
Siebschale

OM00-1840 Screw Box (empty)  
to include in OM00-1840:  
Fem. Locking Bolts  $\varnothing$  6,4 mm, proximal from Cat. No.:  
OM00-1507 to OM00-1530  
(4 pieces from each length)

Distal Fem. Locking Bolts  $\varnothing$  6,4 mm cannulated from Cat. No.: OM00-1532 to OM00-1546  
(4 pieces from each length)

D.N.S. Standard  $\varnothing$  6,4 mm Lag Screws cannulated for proximal holes from Cat. No.: OM00-3108 to OM00-3120  
(4 pieces from each length)

U/R D.N.S.  $\varnothing$  5,0 mm Lag - Screws for proximal holes from Cat. No.: OM00-3008 to OM00-3020  
(4 pieces from each length)

DNS. / Fem. Threaded Screw Plugs 3/8"  
Cat. No.: OM00-1820  $\varnothing$  13 mm (4 pieces)  
Cat. No.: OM00-1821  $\varnothing$  14 mm (3 pieces)  
Cat. No.: OM00-1822  $\varnothing$  15 mm (3 pieces)  
Cat. No.: OM00-1823  $\varnothing$  16 mm (3 pieces)



OM00-1840 Schrauben Box (Ungefüllt)  
Folgende Artikel zur Integration in OM00-1840:  
Fem. Verriegelungsbolzen  $\varnothing$  6,4 mm, proximal von Art. Nr.:  
OM00-1507 bis OM00-1530  
(4 Stück pro Länge können integriert werden)

Distal Fem. Verriegelungsbolzen  $\varnothing$  6,4 mm kannuliert von  
Art. Nr.: OM00-1532 bis OM00-1546  
(4 Stück pro Länge können integriert werden)

D.N.S. Standard Schenkelhalsschrauben  $\varnothing$  6,4 mm kannuliert für proximale Nagelbohrungen von Art. Nr.: OM00-3108 bis OM00-3120  
(4 Stück pro Länge können integriert werden)

U/R D.N.S. Schenkelhalsschraube  $\varnothing$  5,0 mm kannuliert für proximale Nagelbohrungen von Art. Nr.: OM00-3008 bis OM00-3020  
(4 Stück pro Länge können integriert werden)

Nagelverschlußschrauben mit 3/8" Gewinde für D.N.S. / Femur Nägel  
Art. Nr.: OM00-1820  $\varnothing$  13 mm (4 Stück)  
Art. Nr.: OM00-1821  $\varnothing$  14 mm (3 Stück)  
Art. Nr.: OM00-1822  $\varnothing$  15 mm (3 Stück)  
Art. Nr.: OM00-1823  $\varnothing$  16 mm (3 Stück)



OM00-1515 Container  
Siebschale

OM00-1841 Screw Box (empty)  
to include in OM00-1841:

U/R Fem. Locking Screws for Tibial Standard  $\varnothing$  5,0 mm, proximal  
from Cat. No.: OM00-1781 to OM00-1794  
(4 pieces from each length)

U/R Fem. Locking Screws for Tibial Standard  $\varnothing$  5,0 mm,  
Cannulated for Distal Holes from  
Cat. No.: OM00-1620 to OM00-1636  
(4 pieces from each length)

U/R Tibial Locking Screws,  $\varnothing$  4,5 mm for proximal and  
distal holes from Cat. No.: OM00-1800 to OM00-1820  
(4 pieces from each length)

Humeral Locking Screws,  $\varnothing$  4,0 mm, proximal and distal  
from Cat. No.: OM00-2300 to OM00-2334  
(4 pieces from each length)

U/R Fem. / U/R DNS. Threaded Screw Plugs 3/8"  
Cat. No.: OM00-1820  $\varnothing$  13 mm (3 pieces)

Tibial Threaded Screw Plugs 5/16"  
Cat. No.: OM00-1826  $\varnothing$  12 mm (3 pieces)  
Cat. No.: OM00-1827  $\varnothing$  13 mm (3 pieces)  
Cat. No.: OM00-1828  $\varnothing$  14 mm (3 pieces)

Humeral Threaded Screw Plugs 1/4"  
Cat. No.: OM00-2025  $\varnothing$  9 mm (3 pieces)



OM00-1841 Schrauben Box (ungefüllt)  
Folgende Artikel zur Integration in OM00-1841:

U/R Fem. Verriegelungsbolzen / Tibia Standard  $\varnothing$  5,0 mm  
proximal, von Art. Nr.: OM00-1781 bis OM00-1794  
(4 Stück pro Länge können integriert werden)

U/R Fem. Verriegelungsschrauben / Tibia Standard  $\varnothing$  5,0 mm  
kannuliert für distale Nagelbohrungen, von  
Art. Nr.: OM00-1620 bis OM00-1636  
(4 Stück pro Länge können integriert werden)

U/R Tibia Verriegelungsschrauben  $\varnothing$  4,5 mm für proximale und  
distale Nagelbohrungen, von Art. Nr.: OM00-1800 to OM00-1820  
(4 Stück pro Länge können integriert werden)

Humerus Verriegelungsschrauben  $\varnothing$  4,0 mm für proximale und  
distale Nagelbohrungen, von Art. Nr.: OM00-2300 to OM00-2334  
(4 Stück pro Länge können integriert werden)

Nagelverschlußschraube mit 3/8" Gewinde, für U/R Fem. und U/R D.N.S. Nägel:  
Art Nr.: OM00-1820  $\varnothing$  13 mm (3 Stück)

Nagelverschlußschrauben mit 5/16" Gewinde, für U/R Tibia und Tibia Standard Nägel:  
Art Nr.: OM00-1826  $\varnothing$  12 mm (3 Stück)  
Art Nr.: OM00-1827  $\varnothing$  13 mm (3 Stück)  
Art Nr.: OM00-1828  $\varnothing$  14 mm (3 Stück)

Nagelverschlußschraube mit 1/4" Gewinde, für Humerus Nägel:  
Art. Nr.: OM00-2025  $\varnothing$  9 mm (3 Stück)

## INTERLOCKING NAIL SYSTEM



**OM00-1013** Container  
Sterilbehälter

**OM00-1928** Flexible Reamer Set Trays (2 pieces), empty  
Siebschalen für flexible Markraumböhrer (nicht gefüllt)





**OM-1927** Complete Flexible Medullary Reamer Set  
Flexibler Markraumböhrer Satz, komplett

Cat. No.:	Description	Diameter	Art. Nr.:	Beschreibung	Durchmesser
OM00-1002	Flexible Medullary Reamer	6,0 mm	OM00-1002	Flexibler Markraumböhrer	6,0 mm
OM00-1004	Flexible Medullary Reamer	6,5 mm	OM00-1004	Flexibler Markraumböhrer	6,5 mm
OM00-1006	Flexible Medullary Reamer	7,0 mm	OM00-1006	Flexibler Markraumböhrer	7,0 mm
OM00-1008	Flexible Medullary Reamer	7,5 mm	OM00-1008	Flexibler Markraumböhrer	7,5 mm
OM00-1010	Flexible Medullary Reamer	8,0 mm	OM00-1010	Flexibler Markraumböhrer	8,0 mm
OM00-1012	Flexible Medullary Reamer	8,5 mm	OM00-1012	Flexibler Markraumböhrer	8,5 mm
OM00-1014	Flexible Medullary Reamer	9,0 mm	OM00-1014	Flexibler Markraumböhrer	9,0 mm
OM00-1016	Flexible Medullary Reamer	9,5 mm	OM00-1016	Flexibler Markraumböhrer	9,5 mm
OM00-1018	Flexible Medullary Reamer	10,0 mm	OM00-1018	Flexibler Markraumböhrer	10,0 mm
OM00-1020	Flexible Medullary Reamer	10,5 mm	OM00-1020	Flexibler Markraumböhrer	10,5 mm
OM00-1022	Flexible Medullary Reamer	11,0mm	OM00-1022	Flexibler Markraumböhrer	11,0mm
OM00-1024	Flexible Medullary Reamer	11,5mm	OM00-1024	Flexibler Markraumböhrer	11,5mm
OM00-1026	Flexible Medullary Reamer	12,0 mm	OM00-1026	Flexibler Markraumböhrer	12,0 mm
OM00-1028	Flexible Medullary Reamer	12,5 mm	OM00-1028	Flexibler Markraumböhrer	12,5 mm
OM00-1030	Flexible Medullary Reamer	13,0 mm	OM00-1030	Flexibler Markraumböhrer	13,0 mm
OM00-1032	Flexible Medullary Reamer	13,5 mm	OM00-1032	Flexibler Markraumböhrer	13,5 mm
OM00-1034	Flexible Medullary Reamer	14,0 mm	OM00-1034	Flexibler Markraumböhrer	14,0 mm
OM00-1036	Flexible Medullary Reamer	14,5 mm	OM00-1036	Flexibler Markraumböhrer	14,5 mm
OM00-1038	Flexible Medullary Reamer	15,0 mm	OM00-1038	Flexibler Markraumböhrer	15,0 mm
OM00-1040	Flexible Medullary Reamer	15,5 mm	OM00-1040	Flexibler Markraumböhrer	15,5 mm
OM00-1042	Flexible Medullary Reamer	16,0 mm	OM00-1042	Flexibler Markraumböhrer	16,0 mm
OM00-1044	Flexible Medullary Reamer	16,5 mm	OM00-1044	Flexibler Markraumböhrer	16,5 mm
OM00-1046	Flexible Medullary Reamer	17,0 mm	OM00-1046	Flexibler Markraumböhrer	17,0 mm

## INTERLOCKING NAIL SYSTEM

**OM00-1400** BASIC INSTRUMENTATION SET FOR INTERLOCKING NAIL SYSTEM  
BASIS INSTRUMENTARIUMSATZ FÜRVERRIEGELUNGS-NAGELSYSTEM

**OM00-1401** Tray - Set for OM00-1400 (3 pieces) Graphic Case  
Siebschaleneinsatz für OM00-1400 (3 Stück)



## INTERLOCKING NAIL SYSTEM



**OM00-1026 Container for OM-1400**  
**Sterilbehälter für OM-1400**  
**(recommended)**

**Listing: Basic Instruments for OM00-1400**  
**Liste: Basis Instrumente für OM00-1400**

<b>OM00-1850</b> UniversalSocketWrench	<b>OM00-1850</b> KardanschlüsselSW17
<b>OM00-1849</b> Hex Driver (non cannulated) for 4.5 mm and 5.0 mm V - Screws Hex	<b>OM00-1849</b> Hexagonaler Schraubendreher (nicht kannuliert) für 4,5 mm und 5,0 mm V - Schrauben
<b>OM00-1851</b> Driver (cannulated) for 6.4 mm Solid and Cannulated Locking Bolts	<b>OM00-1851</b> Hexagonaler Schraubendreher (kannuliert) für 6,4 mm, - kannulierte 6,4 mm V - Bolzen
<b>OM00-1854</b> Medullary Exchange Tube	<b>OM00-1854</b> Wechsel Tube
<b>OM00-1856</b> Internal Fracture Alignment Device	<b>OM00-1856</b> Internes Ausrichtungsinstrument
<b>OM00-1858</b> Depth Gauge	<b>OM00-1858</b> Tiefenmesser
<b>OM00-1869</b> Twist Drill, ø 3.5 mm, Length 305 mm	<b>OM00-1869</b> Kalibrierter Bohrer, ø 3,5 mm, Länge 305 mm
<b>OM00-1870</b> Twist Drill, ø 4.0 mm, Length 305 mm	<b>OM00-1870</b> Kalibrierter Bohrer, ø 4,0 mm, Länge 305 mm
<b>OM00-1871</b> Twist Drill, ø 4.8 mm, Length 305 mm	<b>OM00-1871</b> Kalibrierter Bohrer, ø 4,8 mm, Länge 305 mm
<b>OM00-1875</b> Trocar ø 4.0 mm x 240 mm	<b>OM00-1875</b> Trokar ø 4,0 mm x 240 mm
<b>OM-001878</b> Guide Rod for Cannulated Screws, ø 1.8 mm x 350 mm (10 pieces) Oper	<b>OM00-1878</b> Bohrdraht für kannulierte Schrauben, ø 1,8 mm x 350 mm (10 Stück)
<b>OM00-1882</b> End Wrench SW 17 / 14 (2 pieces)	<b>OM00-1882</b> Gabelschlüssel SW 17 / 14 (2 Stück)
<b>OM00-1888</b> Reamer / Nail and Screw Template	<b>OM00-1888</b> Fräser / Bohrer / Nagel und Schraubenschablone
<b>OM00-1890</b> Nail Length Gauge	<b>OM00-1890</b> Nagel - Längenmeßlehre
<b>OM00-1892</b> Supine Driver	<b>OM00-1892</b> Einschläger
<b>OM00-090</b> Handle with Jakobs Chuck	<b>OM00-090</b> Handstück mit Jakobsfutter
<b>OM0-1896</b> Tibial Proximal Device	<b>OM00-1896</b> Proximal Tibia - Zielgerät
<b>OM00-1900</b> Skin Protector	<b>OM00-1900</b> Hautschutz
<b>OM00-1901</b> Tapered Reamer, cannulated ø 15.5 mm for Femoral MFN. (DNS.) - Nail	<b>OM00-1901</b> Kannulierter Formfräser ø 15,5 mm für Femur MFN. (DNS.) - Nägel
<b>OM00-1902</b> Curved Awl	<b>OM00-1902</b> Gebogene Öffnungsahle
<b>OM00-1906</b> Tapered Reamer, cannulated ø 13.5 mm for Femoral / DNS. - U/R Nails	<b>OM00-1906</b> Kannulierter Formfräser ø 13,5 mm für Femur / DNS.- U/R Nägel
<b>OM00-1910</b> Green Drill Sleeve ø 8.0 mm	<b>OM00-1910</b> Bohrhülse Grün ø 8,0 mm
<b>OM00-1911</b> Silver Drill Sleeve ø 2.1 mm	<b>OM00-1911</b> Bohrhülse Silber ø 2,1 mm
<b>OM00-1913</b> Blue Drill Sleeve ø 4.8 mm	<b>OM00-1913</b> Bohrhülse Blau ø 4,8 mm
<b>OM00-1914</b> Gold Drill Sleeve ø 4.0 mm	<b>OM00-1914</b> Bohrhülse Gold ø 4,0 mm
<b>OM00-1915</b> Black Drill Sleeve ø 3.5 mm	<b>OM00-1915</b> Bohrhülse Schwarz ø 3,5 mm
<b>OM00-1922</b> Slide Hammer	<b>OM00-1922</b> Gleithammer
<b>OM00-1923</b> Tibial Extractor Bolt	<b>OM00-1923</b> Tibia Extraktionsschraube
<b>OM00-1966</b> Femoral and DNS. / MFN. - Femoral Nail, Extractor Bolt	<b>OM00-1966</b> Femur und DNS. / MFN. - Femur Nagel, Extraktionsschraube
<b>OM-001891</b> Length Gauge DNS. / MFN.	<b>OM00-1891</b> Längenmeßlehre DNS. / MFN.
<b>OM00-3332</b> Nail Adapter Bolt for Drill Guide OM00-3333 DNS.	<b>OM00-3332</b> Nageladaptionsschraube für Zielgerät OM00-3333
<b>OM00-3333</b> Universal Proximal Device for Femoral and DNS. / MFN. - Femoral Nails	<b>OM00-3333</b> Universales Proximalzielgerät für Femur und DNS. / MFN. - Femur Nägel Kannulierter
<b>OM00-3335</b> Twist Drill Cannulated ø 4.0 mm, Length 305 mm	<b>OM00-3335</b> Bohrer ø 4,0 mm, Länge 305 mm
<b>OM00-3336</b> Twist Drill Cannulated ø 4.8 mm, Length 305 mm	<b>OM00-3336</b> Kannulierter Bohrer ø 4,8 mm, Length 305 mm
<b>OM00-3337</b> DNS. / MFN. - Reamer ø 6.4 mm - Proximal	<b>OM00-3337</b> DNS. / MFN. - Fräser ø 6,4 mm - Proximal



**OM00-1850** Universal Socket Wrench  
Kardanschlüssel SW 17




**OM00-1849** Hex Driver (non cannulated) for 4.5 mm and 5.0 mm V - Screws  
Hexagonaler Schraubendreher (nicht kannuliert) für 4,5 mm und 5,0 mm V - Schrauben

**OM00-1851** Hex Driver (cannulated) for 6.4 mm Solid and Cannulated Locking Bolts  
Hexagonaler Schraubendreher (kannuliert) für 6,4 mm, - kannulierte 6,4 mm V - Bolzen

**OM00-1852** Hex Driver (cannulated) for 5.0 mm cannulated Locking Screw  
Hexagonaler Schraubendreher (kannuliert) für kannulierte 5,0 mm Schrauben



**OM00-1854** Medullary Exchange Tube  
Wechsel Tube



**OM00-1856** Internal Fracture Alignment Device  
Internes Ausrichtungsinstrument



**OM00-1858** Depth Gauge  
Tiefenmesser

## INTERLOCKING NAIL SYSTEM



**Twist Drills Length 305 mm**  
**Kalibrierter Bohrer Länge 305 mm**

Cat.No.	Ø mm
OM00-1869	3.5
OM00-1870	4.0
OM00-1871	4.8




**OM00-1875** Trocar ø 4.0 mm x 240 mm  
 Trokar ø 4,0 mm x 240 mm



**OM00-1876** Tip Threaded Guide Pin ø 3.2 mm x 305 mm (recommended)  
 Bohrdraht mit Gewinde ø 3,2 mm x 305 mm (empfohlen)



**OM00-1878** Guide Rod for Cannulated Screws, ø 1,8 mm x 350 mm  
 Bohrdraht für kannulierte Schrauben, ø 1,8 mm x 350 mm



**OM00-1888** Reamer / Nail and Screw Template  
 Fräser / Bohrer / Nagel und Schraubenschablone



**OM00-1882** Open End Wrench SW 17 / 14  
 Gabelschlüssel SW 17 / 14

### Guide Rods with Spade Tip are only for Flexible Medullary Reamers Führungsdrähte

**OM00-1872** Guide Rod for IM Nail,  $\varnothing$  2,4 mm, Length 900 mm  
Führungsdraht  $\varnothing$  2,4 mm, Länge 900 mm

**OM00-1873** Guide Rod for IM Nail,  $\varnothing$  3,0 mm, Length 900 mm  
Führungsdraht  $\varnothing$  3,0 mm, Länge 900 mm

**OM00-1874** Guide Rod for Reamer,  $\varnothing$  2,0 mm, Length 900 mm with  $\varnothing$  3,0 mm Spade Tip  
Führungsdraht mit Olive  $\varnothing$  2,0 mm, Länge 900 mm

**OM00-1879** Guide Rod for Reamer,  $\varnothing$  3,0 mm, Length 900 mm with  $\varnothing$  4,0 mm Spade Tip  
Führungsdraht mit Olive  $\varnothing$  3,0 mm, Länge 900 mm

**OM00-1880** Guide Rod,  $\varnothing$  3,0 mm, Length 900 mm with curved Tip  
Führungsdraht gebogen  $\varnothing$  3,0 mm, Länge 900 mm

**OM00-1883** Guide Rod,  $\varnothing$  2,4 mm, Length 900 mm with curved Tip  
Führungsdraht gebogen  $\varnothing$  2,4 mm, Länge 900 mm



**OM00-1890** Nail Length Gauge  
Nagel - Längenmeßlehre



**OM00-090** Handle with Jakobs Chuck  
Handstück mit Jakobsfutter



**OM00-1896** Tibial Proximal Device  
Proximal Tibia - Zielgerät




**OM00-1892** Supine Driver  
Einschläger



**OM00-1900** Skin Protector  
Hautschutz



**OM00-1902** Curved Awl  
Gebogene Öffnungssahle



**Trocar**  
(recommended)

Cat.No.	Ø mm
OM00-1903	3.2
OM00-1904	4.0
OM00-1905	4.8
OM00-1907	8.0



**OM00-1901** Tapered Reamer, cannulated Ø 15.5 mm for Femoral MFN. / DNS. - U/R Nails  
Kannulierter Formfräser Ø 15,5 mm für Femur MFN. / DNS.- U/R Nägel

**OM00-1906** Tapered Reamer, cannulated Ø 13.5 mm for Femoral MFN. / DNS. - U/R Nails  
Kannulierter Formfräser Ø 13,5 mm für Femur MFN. / DNS.- U/R Nägel



**OM00-1908** Cannulated Reamer Ø 9.0 mm  
Kannulierter Stufenfräser Ø 9,0 mm



**OM00-1891** Length Gauge MFN. / DNS.  
Längenmesslehre MFN. / DNS.



**OM00-1878** Guide Rod for Cannulated Screws, Ø 1,8 mm x 350 mm  
Bohrdraht für kannulierte Schrauben, Ø 1,8 mm x 350 mm



**OM00-1910** Green Drill Sleeve  $\varnothing$  8.0 mm  
Bohrhülse Grün  $\varnothing$  8,0 mm



**OM00-1911** Silver Drill Sleeve  $\varnothing$  2.1 mm  
Bohrhülse Silber  $\varnothing$  2,1 mm



**OM00-1913** Blue Drill Sleeve  $\varnothing$  4.8 mm  
Bohrhülse Blau  $\varnothing$  4,8 mm



**OM00-1914** Gold Drill Sleeve  $\varnothing$  4.0 mm  
Bohrhülse Gold  $\varnothing$  4,0 mm



**OM00-1915** Black Drill Sleeve  $\varnothing$  3.5 mm  
Bohrhülse Schwarz  $\varnothing$  3,5 mm



**OM00-1922** Slide Hammer  
Gleithammer



**OM00-1923** Tibial Extractor Bolt  
Tibia Extraktionsschraube



**OM00-1966** Femoral and DNS. - Femoral Nail, Extractor Bolt  
Femur und DNS.-Femur Nagel, Extraktionsschraube



**OM00-3332** Nail Adapter Bolt for Drill Guide OM00-3333 MFN. / DNS.  
Nageladaptionsschraube für Zielgerät OM00-3333 MFN. / DNS.



**OM00-3333** Universal Proximal Device for Femoral and MFN. / DNS. - Femoral Nails  
Universales Proximalzielgerät für Femur und MFN. / DNS.- Femur Nägel




**OM00-3335** MFN. / DNS. Twist Drill cannulated ø 4.0 mm, Length 305 mm  
MFN. / DNS. Kannulierter Bohrer ø 4.0 mm, Länge 305 mm MFN.

**OM00-3336** / DNS. Twist Drill cannulated ø 4.8 mm, Length 305 mm MFN. /  
DNS. Kannulierter Bohrer ø 4,8 mm, Length 305 mm



**OM00-3337** MFN. / DNS. - Reamer ø 6.4 mm  
MFN. / DNS. - Fräser ø 6,4 mm



Reduction of the X - Ray exposure  
Reduzierung der Röntgenstrahlen


Femoral  
Femur

Targeting Device with Pre - Adjustment Device  
Zielgerät mit Voreinstellgerät



Tibial  
Tibia

Targeting Device with Pre - Adjustment Device  
Zielgerät mit Voreinstellgerät



### OM00-1980 INSTRUMENT SET FOR DISTAL DEVICE EQUIPMENT


#### SETLISTING:

OM00-1962	Tray for Distal Device Equipment (Steel Tray include Lid)	
OM00-1950	Distal Targeting Device	1 pcs.
OM00-1951	Outrigger	1 pcs.
OM00-1956	Wrench, hexagonal 14 mm	1 pcs.
OM00-1960	Pre - Adjustment Device	1 pcs.
OM00-1930	Tibial Adapter Block	1 pcs.
OM00-1933	Femoral Adapter Block	1 pcs.
OM00-1963	Fixation Hook - 20 mm	1 pcs.
OM00-1964	Fixation Hook - 15 mm	1 pcs.
OM00-1965	Silver Drill Sleeve 8 mm	1 pcs.
OM00-1967	Hook Awl - 15 mm for OM00-1964 Hook	1 pcs.
OM00-1968	Awl - 20 mm for OM00-1963	1 pcs.

### OM00-1980 INSTRUMENTENSATZ FÜR DISTALES ZIELGERÄT MIT ZUBEHÖR

#### SATZLISTE:

OM00-1962	Sieb für distales Zielgerät mit Zubehör (Stahlsieb mit Deckel)	
OM00-1950	Distales Zielgerät	1 Stück
OM00-1951	Haken - Arm	1 Stück
OM00-1956	Schlüssel SW 14	1 Stück
OM00-1960	Voreinstellgerät	1 Stück
OM00-1930	Tibia Adapter Block	1 Stück
OM00-1933	MFN. / DNS. / Femur Adapter Block	1 Stück
OM00-1963	Fixationshaken - 20 mm	1 Stück
OM00-1964	15 mm	1 Stück
OM00-1965	Bohrhülse Siver 8 mm	1 Stück
OM00-1967	Hakenahle - 15 mm für OM00-1964	1 Stück
OM00-1968	Hakenahle - 20 mm für OM00-1963	1 Stück



**OM00-1950** Distal Targeting Device  
Distales Zielgerät



**OM00-1960** Pre - Adjustment Device  
Voreinstellgerät



**OM00-1930** Tibial Adapter Block  
Tibia Adapter Block



**OM00-1933** Femoral MFN. / DNS. - Adapter  
Femur MFN. / DNS. - Adapter



**OM00-1951** Outrigger  
Haken - Arm



**OM00-1956** Wrench, hexagonal 14 mm  
Schlüssel 14 mm



**OM00-1963** Fixation Hook - 20 mm  
Fixationshaken - 20 mm  
**OM00-1964** Fixation Hook - 15 mm  
Fixationshaken - 15 mm



**OM00-1965** Silver Drill Sleeve 8 mm  
Bohrhülse Silber 8 mm



**OM00-1967** Hook Awl for OM00-1964 - 15 mm  
Hakenahle für OM00-1964 - 15 mm  
**OM00-1968** Hook Awl for OM00-1963 - 20 mm  
Hakenahle für OM00-1963 - 20 mm

### Humeral Interlocking Nails Humerus Verriegelungsnagel

for ø 4.0 mm Locking screws  
für ø4.0 mm  
Verriegelungsschrauben



for ø4.0 mm Locking screws distal  
für ø4.0 mm Verriegelungsschraubendistal

Cat.No. Stainless Steel	Ø mm	Length cm
OM00-2000	7	18
OM00-2001	7	20
OM00-2002	7	22
OM00-2003	7	24
OM00-2004	7	26
OM00-2005	7	28
OM00-2006	7	30
OM00-2007	8	18
OM00-2008	8	20
OM00-2009	8	22
OM00-2010	8	24
OM00-2011	8	26
OM00-2012	8	28
OM00-2013	8	30
OM00-2014	9	18
OM00-2015	9	20
OM00-2016	9	22
OM00-2017	9	24
OM00-2018	9	26
OM00-2019	9	28
OM00-2020	9	30

### Locking Screws for Humeral Nails ø 4.0 mm Verriegelungsschrauben ø 4,0 mm



Cat.No. Stainless Steel	Length mm
OM00-2300	10
OM00-2302	12
OM00-2304	14
OM00-2306	16
OM00-2308	18
OM00-2310	20
OM00-2312	22
OM00-2314	24
OM00-2316	26
OM00-2318	28
OM00-2320	30
OM00-2322	32
OM00-2324	35
OM00-2326	40
OM00-2328	45
OM00-2330	50
OM00-2332	55
OM00-2334	60

### Screw Plug Threaded 1/4" Verschlußschrauben mit 1/4" Gewinde



OM00-2025  
OM00-2025 Co

## INTERLOCKING NAIL SYSTEM

### Humeral Interlocking Instrumentation Humerus Instrumentarium

(Only for Humerus - not included in the Set OM00-1400)  
(Nur für Humerus - nicht integriert in OM00-1400)



**OM00-2045** Humeral Proximal Drill Guide  
Humerus Proximal Zielgerät



**OM00-2055** Adapter for Nail Driver and Extractor (OM00-1922)  
Adapter für Extraktor (OM00-1922)



**OM00-2046** Humeral Drill Sleeve ø 6,0 mm short  
Humerus Bohrhülse ø 6,0 mm kurz



**OM00-2047** Humeral Drill Sleeve ø 2,7 mm short  
Humerus Bohrhülse ø 2,7 mm kurz



**OM00-1864** Drill Bit Dia. 2,7 mm, Length 150 mm  
Bohrer ø 2,7 mm, Länge 150 mm



**OM00-2056** Humeral Hex Driver for ø 4,0 mm screws  
Humerus Hexagonaler Schraubendreher für 4,0 mm V-Schrauben



**OM00-1908** Cannulated Reamer ø 9,0 mm  
Kannulierter Stufenfräser ø 9,0 mm



**OM00-1876** Tip Threaded Guide Pin ø 3,2 mm x 305 mm (recommended)  
Bohrdraht mit Gewinde ø 3,2 mm x 305 mm (empfohlen)

**OM-2040** Nail Guide Wire, ø 2,4 mm, Length 500 mm  
Nagel - Führungsdraht ø 2,4 mm, Länge 500 mm



**Monachia - Humerus - Nagel**  
**Monachia Humerus Nail Implants**



**OM00-3416** Monachia Abdeckplatte  
 Closing-Plate for Fixing the Wires (OM00-3422)



**OM00-3417** Monachia Unterlagscheibe für Kompressionsmutter (OM00-3420)  
 Washer for Compression Nut (OM00-3420)



**OM00-3418** Monachia Abstützplatte  
 Osteoporoses Washer

Cat.No. Stainless Steel	Ø mm	Length cm
OM00-3400	6	18
OM00-3402	6	20
OM00-3404	6	22
OM00-3406	6	24
OM00-3408	6	26
OM00-3410	6	28
OM00-3412	6	30
OM00-3414	6	32



**OM00-3420** Monachia Kompressionsmutter  
 Compression Sleeve

## INTERLOCKING NAIL SYSTEM

**OM00-3421** Verstärkungsrohr aus Teflon L = 300 mm  
Synthetic tube for reinforcement of the I.M. Nail 300 mm

**OM00-3422** Spickdraht ø 1,6 mm x 360 mm  
K-Wire for interlocking with Trocar Tip ø 1.6 mm x 360 mm

**OM00-3423** Führungsdraht ø 1,6 mm x 500 mm  
Guide Rod ø 1.6 mm x 500 mm

**Spongiaschraube ø 3,5 mm**  
**Cancellous Screw ø 3.5 mm**

**Kortikalisschraube ø 3,5 mm**  
**Cortical - Screw ø 3.5 mm**



**Spongiaschraube ø 4,0 mm**  
**Cancellous Screw ø 4.0 mm**

Dia of thread	3.5 mm	3.5 mm	4.0 mm
Pitch	1.25 mm	1.75 mm	1.75 mm
Dia of score	2.4 mm	1.9 mm	1.9 mm
Dia of head	6.0 mm	6.0 mm	6.0 mm
Length	Cat.No. Stainless Steel	Cat.No. Stainless Steel	Cat.No. Stainless Steel
10 mm	OM00-002	OM00-050	OM00-1140
12 mm	OM00-004	OM00-052	OM00-1142
14 mm	OM00-006	OM00-054	OM00-1144
16 mm	OM00-008	OM00-056	OM00-1146
18 mm	OM00-010	OM00-058	OM00-1148
20 mm	OM00-012	OM00-060	OM00-1150
22 mm	OM00-014	OM00-062	OM00-1152
24 mm	OM00-016	OM00-064	OM00-1154
26 mm	OM00-018	OM00-066	OM00-1156
28 mm	OM00-020	OM00-068	OM00-1158
30 mm	OM00-022	OM00-070	OM00-1160
32 mm	OM00-024	OM00-072	OM00-1162
34 mm	OM00-025	-	-
35 mm	-	-	OM00-1166
36 mm	OM00-026	OM00-074	-
38 mm	OM00-027	-	-
40 mm	OM00-028	OM00-076	OM00-1168
45 mm	OM00-030	OM00-078	-
50 mm	OM00-032	OM00-080	OM00-1170
55 mm	-	OM00-082	OM00-1172
60 mm	-	OM00-084	OM00-1174



**OM00-142** Schraubendreher für  $\varnothing$  3,5 mm / 4,0 mm Schrauben  
Screwdriver for  $\varnothing$  3.5 mm / 4.0 mm Screws



**OM00-1876** Führungsdraht für Stufenfräser mit Trokarspitze und Gewinde  $\varnothing$  3,2 mm x 305 mm  
Tip Threaded Guide for the Double Reamer Pin  $\varnothing$  3.2 mm x 305 mm



**OM00-1882** Gabelschlüssel SW 17 / 19  
Open End Wrench SW 17 / 19



**OM00-1920** Schlitzhammer mit Schlitzweite 14 mm  
Slotted Hammer - width of the slot 14 mm



**OM00-1898** Extraktionsstange  
Driver / Extractor Tube



**OM00-1900** Hautschutz  
Skin Protector

## INTERLOCKING NAIL SYSTEM



(recommended)

<b>OM00-1002</b>	Flexibler Markraumbohrer Flexible Medullary Reamer	6,0 mm 6,0 mm
<b>OM00-1004</b>	Flexibler Markraumbohrer Flexible Medullary Reamer	6,5 mm 6,5 mm
<b>OM00-1006</b>	Flexibler Markraumbohrer Flexible Medullary Reamer	7,0 mm 7,0 mm
<b>OM00-1008</b>	Flexibler Markraumbohrer Flexible Medullary Reamer	7,5 mm 7,5 mm
<b>OM00-1010</b>	Flexibler Markraumbohrer Flexible Medullary Reamer	8,0 mm 8,0 mm



**OM00-074** Gewindeschneider ø 3,5 mm / 1,25 mm Steigung, Cortex  
Tap ø 3.5 mm / 1.25 mm Pitch, Cortex



**OM00-094** Kupplungsgriff für Gewindeschneider  
Tap Handle with Quick Coupling



**OM00-014** Knochenbohrer ø 2,0 mm mit AO Schaft  
Drill Bit ø 2.0 mm with AO shaft

**OM00-016** Knochenbohrer ø 2,5 mm mit AO Schaft  
Drill Bit ø 2.5 mm with AO shaft



**OM00-172** Schmäler Schraubendreher mit Selbsthaltehülse  
Small Hexagonal Screwdriver with Holding Sleeve



**OM00-1908** Stufenfräser ø 9,0 mm, durchbohrt  
Cannulated Double Reamer, 9.0 mm



**OM00-3424** Einschläger mit Adaptationsteil  
Supine Driver for the I.M. Nail with Adapter



**OM00-3426** Spickdrahteinschläger  
Supine Driver for K-wires  $\varnothing$  1.6 mm (OM00-3422)



**OM00-3428** Nagelbiegezange  
Nail Bending Pliers



**OM00-410** Drahtbiegezange  
Wire Bending Pliers



**OM00-414** Drahtschneidezange  
Wire Cutter

### **Basisinstrumentensatz für Monachia Humerus System** **Basic Instrumentation Set for Monachia Humerus System**



**OM00-3500** Basis Satz  
Basic Set

**OM00-1013** Container

**OM00-3501** Siebschalen für OM00-3500 mit Leisteneinsätzen 2 Stück (leer)  
Tray - Set for OM00-3500 with inserts 2 pieces (empty)

**Listing: Basic Instruments for OM00-3500**

**Liste: Basis Instrumente für OM00-3500**

<b>OM00-142</b>	Schraubendreher für $\varnothing$ 3,5 mm / 4,0 mm Schrauben Screwdriver for $\varnothing$ 3.5 mm / 4.0 mm screws
<b>OM00-1876</b>	Führungsdraht mit Trokarspitze und Gewinde $\varnothing$ 3,2 mm x 305 mm Tip threaded Guide Pin $\varnothing$ 3.2 mm x 305 mm
<b>OM00-1882</b>	Gabelschlüssel SW 17 / 19 mm Open End Wrench SW 17 / 19 mm
<b>OM00-1920</b>	Schlitzhammer mit Schlitzweite 14 mm Slotted Hammer - width of the slot 14 mm
<b>OM00-1898</b>	Extraktionsstange Driver / Extractor Tube
<b>OM00-1900</b>	Hautschutz Skin Protector
<b>OM00-074</b>	Gewindeschneider $\varnothing$ 3,5 mm x 1,25 mm Steigung, Cortex Tap $\varnothing$ 3.5 mm / 1.25 mm pitch, cortex
<b>OM00-094</b>	Kupplungsgriff für Gewindeschneider Tap Handle with quick coupling
<b>OM00-014</b>	Knochenbohrer $\varnothing$ 2,0 mm mit AO Schaft Drill Bit $\varnothing$ 2.0 mm with AO shaft
<b>OM00-016</b>	Knochenbohrer $\varnothing$ 2,5 mm mit AO Schaft Drill Bit $\varnothing$ 2.5 mm with AO shaft
<b>OM00-172</b>	Schmaler Schraubendreher mit Selbsthaltehülse Small Hexagonal Screwdriver with Holding Sleeve
<b>OM00-3424</b>	Einschläger mit Adaptationsteil Supine Driver with Adapter
<b>OM00-3426</b>	Spickdrahteinschläger Supine Driver for Wires $\varnothing$ 1.6 mm ( <b>OM00-3422</b> )
<b>OM00-3428</b>	Nagelbiegezange Nail Bending Pliers
<b>OM00-1908</b>	Stufenfräser $\varnothing$ 9,0 mm, durchbohrt für <b>OM00-1876</b> Führungsdraht mit Gewinde Cannulated Reamer, 9.0 mm for <b>OM00-1876</b> Tip threaded Guide Pin $\varnothing$ 3.2 mm x 305 mm
<b>OM00-410</b>	Drahtbiegezange Wire Bending Pliers
<b>OM00-414</b>	Drahtschneidezange Wire Cutter
<b>OM00-3423</b>	Führungsdraht Guide Rod $\varnothing$ 1.6 mm x 500 mm



**O&M medical GmbH**  
**Eschenweg 38 · 23923 Herrnburg · Germany**  
**Tel.: +49 (0) 451 / 7098441 · Fax +49 (0) 451 / 7098443**  
**[www.ommedical.com](http://www.ommedical.com)**

***O&M medical***